

NORIKS KneeFix — ortopedická kolenní ortéza

Nastavitelná komprese, boční stabilizátory a gelová vložka na česku.

Komprese	Nastavitelná kolečkem, bez sundávání ortézy
Stabilizace	Dva boční stabilizátory
Vložka	Gelová vložka, která obepíná kolenní česku
Držení	Silikonový protiskluzový okraj
Velikosti	S/M – 2XL podle tělesné hmotnosti; provedení pro levé a pravé koleno



V BALENÍ

- 1 kolenní ortéza (označení L = levé, R = pravé)

RYCHLÝ START

1. Zkontrolujte označení pro levé nebo pravé koleno.
2. Zatáhněte kolečko směrem ven, aby se uvolnilo, a natáhněte ortézu jako punčochu.
3. Srovnejte otvor kolem česky a postupně utáhněte kompresi.

1. Výběr velikosti

Velikost	Tělesná hmotnost
S/M	50 – 75 kg
L	75 – 90 kg
XL	90 – 110 kg
2XL	110 – 130 kg

Ortéza se vyrábí zvlášť pro levé a pravé koleno. Před nasazením zkontrolujte označení — obráceně nasazená ortéza nedejří stabilizátory na správném místě.

2. Nasazení

1. Zatáhněte kolečko směrem ven — teprve pak se uvolní a ortézu můžete povolit nebo sundat.
2. Natáhněte ortézu přes chodidlo až ke koleni, jako punčochu.
3. Nastavte ji tak, aby otvor byl přesně kolem česky a gelová vložka ji obepínala.
4. Zkontrolujte, že boční stabilizátory jsou po stranách kolena, ne vepředu.
5. Zatlačte kolečko zpět a otáčením postupně utahujte kompresi až k příjemnému pocitu opory.

Udoban oslonac u 3 koraka



1. NAVUCITE STEZNIK PREKO KOLJENA

Povucite steznik prema gore za siguran i udoban dosjed.

2. PORAVNAJTE GEL JASTUČIĆ

Postavite gel jastučić centrirano oko čašice koljena.

3. PRILAGODITE KOMPRESIJU

Okrenite kotačić kako biste prilagodili oslonac i stabilnost.

Tři kroky ke správnému usazení.



Kolečko, boční stabilizátory a gelová vložka.

3. Nastavení komprese

- Kompresi měňte během dne: pevněji při chůzi, na schodech a při delším stání, volněji vsedě a při odpočinku.
- Správně utažená ortéza se při chůzi **neposouvá** a lýtko si zachovává normální barvu i teplotu.
- Při sundávání vždy nejprve zatáhněte kolečko směrem ven; ortézu nestahujte přes utažené kolečko.



Boční stabilizátory sledují ohyb kolena.

4. Jak dlouho nosit

- První dny: 2 – 3 hodiny denně, dokud si koleno nezvykne.
- Poté: při činnostech, které koleno zatěžují — chůze, práce, trénink, schody.
- Nenoste ji během spánku.

5. Řešení problémů

Co se děje	Příčina	Řešení
Ortéza sjíždí dolů	Příliš slabá komprese nebo vlhká kůže	Zatlačte kolečko a dotáhněte; silikonový okraj otřete vlhkým hadříkem, aby se obnovila přilnavost
Brnění nebo necitlivost lýtky	Příliš silná komprese	Ihned zatáhněte kolečko směrem ven; pokud pocit do několika minut nezmizí, ortézu sundejte

Co se děje	Příčina	Řešení
Otvor není kolem česky	Ortéza natažená příliš nízko nebo obrácené provedení L/R	Zkontrolujte označení a posuňte ortézu tak, aby vložka obepnula česku
Ortéza se krčí v ohybu	Příliš velká velikost	Vezměte menší číslo podle tabulky hmotnosti

6. Praní a péče

- Ruční praní na 30 °C jemným pracím prostředkem, bez aviváže a bělidla.
- Sušte na vzduchu naplocho. Ne v sušičce, na radiátoru ani na slunci.
- Silikonový okraj občas otřete vlhkým hadříkem, aby si udržel přilnavost.
- Kolečko a vodící lišty udržujte suché a bez písku a prachu.

KneeFix je každodenní opora, ne léčba. Při akutním úrazu, silném otoku, horkém či nestabilním koleni a po operaci se o nošení poraďte s lékařem.

7. Záruka, výměna a vrácení

- O vrácení nebo výměnu můžete požádat do 30 dnů od doručení.
- Produkt musí být nepoužitý, nepraný a v původním balení, s přiloženým dokladem.
- Náklady na zpětné doručení hradí zákazník — kromě případu, kdy produkt přišel poškozený nebo byla poslána nesprávná položka.
- Peníze vracíme na PayPal nebo IBAN, do 3 až 5 pracovních dnů od přijetí zásilky.
- Při vrácení nebo výměně napište na info@noriks.com a uveďte číslo objednávky.

Pokud produkt přijde poškozený nebo s vadou ve výrobě, ozvěte se nám hned — takový případ řešíme bez nákladů pro vás.

KneeFix je každodenní opora, nikoli léčba. Nestanovuje diagnózu a nenahrazuje radu lékaře. Pokud potíže přetrvávají, sílí nebo se objeví po úrazu, obraťte se na lékaře.