

## NORIKS KneeFix — ortopedická kolenní ortéza

Nastavitelná komprese, boční stabilizátory a gelová vložka na česku.

|             |                                                                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| Komprese    | Nastavitelná kolečkem, bez sundávání ortézy                          |
| Stabilizace | Dva boční stabilizátory                                              |
| Vložka      | Gelová vložka, která obepíná kolenní česku                           |
| Držení      | Silikonový protiskluzový okraj                                       |
| Velikosti   | S/M – 2XL podle tělesné hmotnosti; provedení pro levé a pravé koleno |



### V BALENÍ

- 1 kolenní ortéza (označení L = levé, R = pravé)

### RYCHLÝ START

1. Zkontrolujte označení pro levé nebo pravé koleno.
2. Zatáhněte kolečko směrem ven, aby se uvolnilo, a natáhněte ortézu jako punčochu.
3. Srovnejte otvor kolem česky a postupně utáhněte kompresi.

## 1. Výběr velikosti

| Velikost | Tělesná hmotnost |
|----------|------------------|
| S/M      | 50 – 75 kg       |
| L        | 75 – 90 kg       |
| XL       | 90 – 110 kg      |
| 2XL      | 110 – 130 kg     |

Ortéza se vyrábí zvlášť pro levé a pravé koleno. Před nasazením zkontrolujte označení — obráceně nasazená ortéza nedejří stabilizátory na správném místě.

## 2. Nasazení

1. Zatáhněte kolečko směrem ven — teprve pak se uvolní a ortézu můžete povolit nebo sundat.
2. Natáhněte ortézu přes chodidlo až ke koleni, jako punčochu.
3. Nastavte ji tak, aby otvor byl přesně kolem česky a gelová vložka ji obepínala.
4. Zkontrolujte, že boční stabilizátory jsou po stranách kolena, ne vepředu.
5. Zatlačte kolečko zpět a otáčením postupně utahujte kompresi až k příjemnému pocitu opory.

## Udoban oslonac u 3 koraka



### 1. NAVUCITE STEZNIK PREKO KOLJENA

Povucite steznik prema gore za siguran i udoban dosjed.

### 2. PORAVNAJTE GEL JASTUČIĆ

Postavite gel jastučić centrirano oko čašice koljena.

### 3. PRILAGODITE KOMPRESIJU

Okrenite kotačić kako biste prilagodili oslonac i stabilnost.

Tři kroky ke správnému usazení.



Kolečko, boční stabilizátory a gelová vložka.

## 3. Nastavení komprese

- Kompresi měňte během dne: pevněji při chůzi, na schodech a při delším stání, volněji vsedě a při odpočinku.
- Správně utažená ortéza se při chůzi **neposouvá** a lýtko si zachovává normální barvu i teplotu.
- Při sundávání vždy nejprve zatáhněte kolečko směrem ven; ortézu nestahujte přes utažené kolečko.



Boční stabilizátory sledují ohyb kolena.

#### 4. Jak dlouho nosit

- První dny: 2 – 3 hodiny denně, dokud si koleno nezvykne.
- Poté: při činnostech, které koleno zatěžují — chůze, práce, trénink, schody.
- Nenoste ji během spánku.

#### 5. Řešení problémů

| Co se děje                           | Příčina                               | Řešení                                                                                            |
|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ortéza sjíždí dolů</b>            | Příliš slabá komprese nebo vlhká kůže | Zatlačte kolečko a dotáhněte; silikonový okraj otřete vlhkým hadříkem, aby se obnovila přilnavost |
| <b>Brnění nebo necitlivost lýtky</b> | Příliš silná komprese                 | Ihned zatáhněte kolečko směrem ven; pokud pocit do několika minut nezmizí, ortézu sundejte        |

| Co se děje                    | Příčina                                                  | Řešení                                                                |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Otvor není kolem česky</b> | Ortéza natažená příliš nízko nebo obrácené provedení L/R | Zkontrolujte označení a posuňte ortézu tak, aby vložka obepnula česku |
| <b>Ortéza se krčí v ohybu</b> | Příliš velká velikost                                    | Vezměte menší číslo podle tabulky hmotnosti                           |

## 6. Praní a péče

- Ruční praní na 30 °C jemným pracím prostředkem, bez aviváže a bělidla.
- Sušte na vzduchu naplocho. Ne v sušičce, na radiátoru ani na slunci.
- Silikonový okraj občas otřete vlhkým hadříkem, aby si udržel přilnavost.
- Kolečko a vodící lišty udržujte suché a bez písku a prachu.

KneeFix je každodenní opora, ne léčba. Při akutním úrazu, silném otoku, horkém či nestabilním koleni a po operaci se o nošení poraďte s lékařem.

## 7. Záruka, výměna a vrácení

- O vrácení nebo výměnu můžete požádat do 14 dnů od doručení.
- Produkt musí být nepoužitý, nepraný a v původním balení, s přiloženým dokladem.
- Náklady na zpětné doručení hradí zákazník — kromě případu, kdy produkt přišel poškozený nebo byla poslána nesprávná položka.
- Peníze vracíme na PayPal nebo IBAN, do 3 až 5 pracovních dnů od přijetí zásilky.
- Při vrácení nebo výměně napište na [info@noriks.com](mailto:info@noriks.com) a uveďte číslo objednávky.

Pokud produkt přijde poškozený nebo s vadou ve výrobě, ozvěte se nám hned — takový případ řešíme bez nákladů pro vás.

KneeFix je každodenní opora, nikoli léčba. Nestanovuje diagnózu a nenahrazuje radu lékaře. Pokud potíže přetrvávají, sílí nebo se objeví po úrazu, obraťte se na lékaře.