

NORIKS ortopedický pás na záda

Cílená komprese pro bederní oblast a stabilizace při každodenních pohybech.

Velikosti **S/M: obvod boků 75 – 110 cm · L/XL: 110 – 140 cm**

Nošení **Přibližně 2 – 3 hodiny denně**

Pod oblečením **Střih uzpůsobený nošení pod většinou oblečení**

Nastavení **Suché zipy pro přesné utažení**

Praní **Ručně, studená voda, sušení na vzduchu**

UBLAŽÍTE IŠIJAS I
BOLOVE U LEŽIMA
ili vam vraćamo novac



V BALENÍ

- 1 ortopedický pás

RYCHLÝ START

1. Změřte obvod boků v nejširším místě a zvolte velikost.
2. Pás nasadte tak, aby spodní okraj kryl kříž, ne pas.
3. Utáhněte jej vestoje vzpřímeně, dokud necítíte pevnou oporu bez omezení dechu.

1. Výběr velikosti

Velikost	Obvod boků
S/M	75 – 110 cm
L/XL	110 – 140 cm

Obvod boků měřte v nejširším místě, přes spodní prádlo. Jste-li na hranici, vezměte menší velikost — pás se suchým zipem přizpůsobí směrem ven.

2. Nasazení

- 1 Postavte se vzpřímeně a uvolněte ramena.
- 2 Nasadte pás kolem bederní oblasti tak, aby spodní okraj kryl kříž a střední část dosedla na páteř.
- 3 Zapněte hlavní překlady, poté rovnoměrně utáhněte boční pásy.
- 4 Zkontrolujte dech: pás musí dávat pocit pevné opory, ale nesmí ztěžovat dýchání.
- 5 Při sedání pásy mírně povolte, při vstávání je znovu utáhněte.



Pás kryje kříž a stabilizuje bederní oblast.



Utažení se nastavuje bočními pásy.

3. Jak dlouho nosit

- Obvykle 2 – 3 hodiny denně, v obdobích největší zátěže.
- Noste jej při delším stání, sezení, řízení a zvedání břemen.
- Nenoste jej celý den bez přestávky a nespěte v něm.
- Pás pomáhá držet záda ve správnějším postavení, ale nenahrazuje svaly trupu — vedle něj si zachovejte obvyklou míru pohybu.

4. Řešení problémů

Co se děje	Příčina	Řešení
Pás se při chůzi posouvá k pasu	Nasazen příliš vysoko nebo příliš velká velikost	Spusťte jej tak, aby spodní okraj kryl kříž; zkontrolujte obvod boků
Ztížené dýchání	Příliš utažený	Povolte boční pásy o jeden stupeň
Suchý zip přestává držet	Vlákna a prach v pásku	Suchý zip vyčistěte suchým kartáčkem; perte se zapnutými pásy
Nepohodlí vsedě	Stejně utažení jako vestoje	Vsedě mírně povolte, při vstávání utáhněte

5. Praní a péče

- Perte ručně ve studené vodě jemným pracím prostředkem, se zapnutými suchými zipy.
- Bez bělidla a aviváže. Sušte na vzduchu naplocho.
- Nežehlete a nesušte na radiátoru.

Při akutním úrazu zad, silné nebo do nohy vystřelující bolesti, v těhotenství a po operaci páteře se o nošení poraďte s lékařem.

6. Záruka, výměna a vrácení

- O vrácení nebo výměnu můžete požádat do 30 dnů od doručení.
- Produkt musí být nepoužitý, nepraný a v původním balení, s přiloženým dokladem.
- Náklady na zpětné doručení hradí zákazník — kromě případu, kdy produkt přišel poškozený nebo byla poslána nesprávná položka.
- Peníze vracíme na PayPal nebo IBAN, do 3 až 5 pracovních dnů od přijetí zásilky.
- Při vrácení nebo výměně napište na info@noriks.com a uveďte číslo objednávky.

Pokud produkt přijde poškozený nebo s vadou ve výrobě, ozvěte se nám hned — takový případ řešíme bez nákladů pro vás.

Ortopedický pás je každodenní opora, nikoli léčba. Nestanovuje diagnózu a nenahrazuje radu lékaře. Pokud potíže přetrvávají, sílí nebo se objeví po úrazu, obraťte se na lékaře.