

Kompresní punčochy NORIKS se zipem

Odstupňovaná komprese 15–20 mmHg s bočním zipem.

Komprese	15 – 20 mmHg, odstupňovaná (nejsilnější u kotníku)
Zip	Boční zip s ochrannou vnitřní légou
Velikosti	S/M, L/XL, 2XL — podle obvodu lýtky
Nošení	Přes den, až 12 hodin
Praní	Ručně ve studené vodě nebo šetrný program



V BALENÍ

- 1 pár kompresních punčoch (podle zvoleného balení)

RYCHLÝ START

1. Změřte obvod lýtky v nejširším místě a zvolte velikost z tabulky.
2. Punčochy si obouvejte ráno vsedě, dřív než nohy otečou.
3. Zip zapínejte od kotníku nahoru a látku přitom držte u nohy.

1. Výběr velikosti

Velikost	Obvod lýtky	Velikost obuvi
S/M	23 – 36 cm	36 – 40
L/XL	36 – 45 cm	40 – 44
2XL	45 – 56 cm	44 – 48

Velikost zvolte podle **obvodu lýtky**, ne podle velikosti obuvi. Měřte ráno, v nejširším místě lýtky, s uvolněnou nohou. Jste-li na hranici dvou rozsahů, vezměte větší číslo.

2. Obouvání

- 1 Sedněte si a rozepte zip až nadoraz.
- 2 Natáhněte punčochu přes chodidlo tak, aby pata zapadla do tvarované části.
- 3 Srovnejte punčochu na lýtku bez jediného záhybu — záhyby vytvářejí tlaková místa.
- 4 Jednou rukou přitiskněte látku k noze, aby ochranná léga zůstala mezi zipem a kůží, druhou pomalu zapněte zip od kotníku nahoru.
- 5 Zkontrolujte, že se horní okraj neroluje a nezařezává do kolena.

VIŠE OD 5.200 ZADOVOLJNÍH KUPACŮ



Monika S.

"Godinama sam svake večeri imala otečene gležnjeve. Otkako nosim Noriks, ponovno su normalni. Čak mogu opet obuti cipele koje 3 godine nisam nosila. Muž kaže da opet hodam kao prije."



Verificirana recenzija

Zip usnadňuje obouvání bez tahání.



Odstupňovaná komprese: nejsilnější u kotníku, slabší směrem ke koleni.

3. Jak dlouho nosit

- Obujte je ráno a noste přes den — přibližně do 12 hodin.
- Před spaním je sundejte, pokud lékař neurčil jinak.
- Při dlouhém stání, sezení nebo cestování je noste po celou dobu aktivity.
- Prvních pár dní může komprese působit nezvykle — začněte se 2 až 3 hodinami denně.

4. Řešení problémů

Co se děje	Příčina	Řešení
Zip se sám rozepíná	Látka je stažená dolů nebo je obvod na horní hranici	Před zapnutím vytáhněte punčochu výš na lýtko; pokud se to opakuje, vezměte větší číslo
Nemohu zapnout zip	Příliš malá velikost nebo oteklá noha	Obouvejte ráno; pokud to nejde ani tehdy, vyměňte za větší číslo
Brnění, studené nebo bledé prsty	Příliš silná komprese nebo záhyb, který tlačí	Punčochu ihned sundejte, srovnejte a obujte znovu; pokud se to opakuje, obraťte se na lékaře
Punčocha sjíždí dolů	Obvod lýtky na spodní hranici rozsahu	Vezměte menší číslo
Červené stopy na kůži	Záhyb nebo příliš utažený horní okraj	Srovnejte látku; mírný otisk úpletu je normální, hluboce vtlačená stopa ne

5. Praní a péče

- Perte ručně ve studené vodě nebo v pračce na program pro jemné prádlo, se **zapnutým zipem** a v síťovém sáčku.
- Bez bělidla a aviváže — poškozují elastická vlákna, která vytvářejí kompresi.
- Sušte na vzduchu naplocho. Ne v sušičce, na radiátoru ani na slunci.
- Zip občas otřete vlhkým hadříkem, aby v něm nezůstávala vlákna.

- Při každodenním nošení pár vyměňte zhruba každých 6 měsíců — komprese časem slábne.

Před nošením se poraďte s lékařem, pokud máte onemocnění periferních tepen, otevřené rány, akutní zánět kůže, diabetické změny na noze nebo hlubokou žilní trombózu.

6. Záruka, výměna a vrácení

- O vrácení nebo výměnu můžete požádat do 30 dnů od doručení.
- Produkt musí být nepoužitý, nepraný a v původním balení, s přiloženým dokladem.
- Náklady na zpětné doručení hradí zákazník — kromě případu, kdy produkt přišel poškozený nebo byla poslána nesprávná položka.
- Peníze vracíme na PayPal nebo IBAN, do 3 až 5 pracovních dnů od přijetí zásilky.
- Při vrácení nebo výměně napište na info@noriks.com a uveďte číslo objednávky.

Pokud produkt přijde poškozený nebo s vadou ve výrobě, ozvěte se nám hned — takový případ řešíme bez nákladů pro vás.

Kompresní punčochy jsou každodenní opora, nikoli léčba. Nestanovují diagnózu a nenahrazují radu lékaře. Pokud potíže přetrvávají, sílí nebo se objeví po úrazu, obraťte se na lékaře.