

NORIKS PureDry — pratelné boxerky při inkontinenci

Až 300 ml savosti, sedmivrstvé jádro a voděodolná membrána.

Savost	Až 300 ml
Složení	Vnější vrstva z bambusového vlákna s elastanem, 7vrstvé savé jádro, voděodolná prodyšná membrána
Certifikát	Oeko-Tex® — bez škodlivých látek
Velikosti	S – 8XL podle obvodu boků
Praní	30 – 40 °C, šetrný program, sušení na vzduchu



V BALENÍ

- Boxerky podle zvoleného balení

RYCHLÝ START

- Změřte obvod boků v nejširším místě a zvolte velikost z tabulky.
- Noste je jako běžné spodní prádlo — savé jádro je již všité.
- Před praním je propláchněte studenou vodou a perte na 30 – 40 °C, bez aviváže.

1. Výběr velikosti

Velikost	Obvod boků
S	do 76 cm
M	77 – 85 cm
L	86 – 94 cm
XL	95 – 102 cm
2XL	103 – 114 cm
3XL	115 – 121 cm
4XL	122 – 129 cm
5XL	130 – 137 cm
6XL	138 – 145 cm
7XL	146 – 153 cm
8XL	154 cm a více

Pokud jste mezi dvěma velikostmi, zvolte větší číslo — jádro pak lépe přiléhá a savost je spolehlivější.

2. Před prvním nošením

- Boxerky před prvním použitím vyperte — savé jádro dosáhne plné savosti až po prvním praní.

- Aviváž nepoužívejte ani při prvním praní: obaluje vlákna a snižuje savost.

3. Nošení během dne

- Noste je jako běžné spodní prádlo — další vložka není potřeba.
- Při mírném úniku jeden pár obvykle vydrží celý den.
- Při silnějším úniku počítejte s výměnou uprostřed dne a pár si vezměte s sebou ve voděodolném sáčku.
- Pocit vlhka na kůži je znamením, že je jádro plné — vyměňte pár.



Sedmivrstvé jádro zůstává pod oblečením nenápadné.



Střih i vzhled jako u běžného prádla.

4. Praní a péče

- 1 Po nošení boxerky propláchněte studenou vodou, dokud voda nezůstane čistá.
- 2 Perte na 30 – 40 °C na program pro jemné prádlo, s prádlem podobných barev.
- 3 Bez aviváže a bělidla.
- 4 Sušte na vzduchu. Ne v sušičce a ne na radiátoru — membrána nesnáší vysokou teplotu.

Při správném praní si boxerky udrží savost po stovky praní a nahradí jednorázové vložky i plenkové kalhotky.

5. Řešení problémů

Co se děje	Příčina	Řešení
Savost zeslábla	Aviváž uzavřela vlákna	Vyperte dvakrát bez pracího prostředku na 40 °C; napříště bez aviváže
Vlhko je cítit na kůži	Jádro je plné	Vyměňte pár; při silnějším úniku počítejte s výměnou uprostřed dne
Únik po straně	Příliš velká velikost — jádro nepřiléhá	Vezměte menší číslo

Co se děje	Příčina	Řešení
Nepříjemný zápach po praní	Boxerky nebyly před praním propláchnuty	Před pračkou vždy propláchněte studenou vodou; občas přidejte půl hrnku octa do praní

6. Záruka, výměna a vrácení

- O vrácení nebo výměnu můžete požádat do 30 dnů od doručení.
- Produkt musí být nepoužitý, nepraný a v původním balení, s přiloženým dokladem.
- Náklady na zpětné doručení hradí zákazník — kromě případu, kdy produkt přišel poškozený nebo byla poslána nesprávná položka.
- Peníze vracíme na PayPal nebo IBAN, do 3 až 5 pracovních dnů od přijetí zásilky.
- Při vrácení nebo výměně napište na info@noriks.com a uveďte číslo objednávky.

Pokud produkt přijde poškozený nebo s vadou ve výrobě, ozvěte se nám hned — takový případ řešíme bez nákladů pro vás.

Savé boxerky jsou pomůcka pro každodenní pohodlí, nikoli léčba. Nestanovují diagnózu a nenahrazují radu lékaře. Pokud potíže přetrvávají, sílí nebo se objeví po úrazu, obraťte se na lékaře.